

### Für die effektive und schonende Dekontamination von Ruß und PAK.

pak-ex ist ein spezielles Hautreinigungsprodukt zur Anwendung nach Verunreinigungen durch PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe). PAK entstehen besonders bei unvollständiger Verbrennung und können mit herkömmlichen Produkten nur unzureichend entfernt werden. Die effektive Reinigung durch pak-ex verhindert die Aufnahme von PAK über die Haut bzw. spätere orale Aufnahme infolge von Kontaminationsverschleppung. pak-ex entfernt mehr als 96% der PAK. Die hautverträgliche Formulierung ist frei von Seifen, Reibkörpern und entfettenden Komponenten, um die Barriereigenschaften der Haut nicht zu beeinträchtigen.



> 96 % Reinigungsleistung



seifenfrei, frei von Reibkörpern



hautfreundlich



Tube 50 ml / 200 ml  
Pumpspender 250 / 500 ml  
EURO-Spendereinsatz 500 ml

### Größen und Anwendungsbereiche

Für feste Hygienestationen (z. Bsp. Waschbecken, Duschen, Hygieneboards) empfehlen wir unsere 500 ml Spendereinsätze, die in alle gängige EURO-Pumpspenderysteme einsetzbar sind. pak-ex ist zusätzlich in 50 ml und 200 ml Tuben erhältlich und so flexibel und mobil einsetzbar.

Nicht nur für Schornsteinfeger, Mitarbeiter in Kokereien und Fachkräfte in der Brandschadenssanierung, sondern auch für alle, die mit Brandresten oder potenziell kontaminierter Umgebung arbeiten, ist es wichtig, sich im Anschluss gründlich von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu reinigen. Diese Reinigung ist essentiell, um eine Kontamination über Rauch oder den direkten Kontakt zu kontaminierter Ausrüstung zu vermeiden.

Darüber hinaus sind weitere Berufsgruppen, die einem erhöhten Risiko durch Hautkontamination mit PAK im Arbeitsalltag ausgesetzt sind, wie z.B. Mitarbeiter in der Industriereinigung und oder bei Bau- und Abrissarbeiten, auf wirksame Reinigungsprodukte angewiesen.

### Produkteigenschaften Mehrwert

Entfernt mehr als 96% der PAK von der Haut

Vermindert deutlich das Risiko, PAK über die Haut, zu verschleppen oder durch Verschleppung (z. B. Hand-Mund-Kontakt) in den Körper aufzunehmen.

pH-hautneutral

Erhält den natürlichen Säureschutzmantel der Haut. Diese Schicht auf der Hautoberfläche hilft, das natürliche Bakteriengleichgewicht zu erhalten.

Seifenfrei

Durch den Verzicht auf Seifen und Stoffe, die als sogenannte 'Penetrationsverstärker' (penetration enhancer) bekannt sind, wird die Barrierefunktion der Haut aufrechterhalten, um eine verstärkte Hautpenetration von PAK zu vermeiden.

Ausgewogene Formulierung der Rezeptur mit hautverträglichen Komponenten

Für alle Hauttypen geeignet.



### Von Wissenschaftlern entwickelt

pak-ex wurde von Spezialisten am Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V. entwickelt. Das Produkt ist zur Patentierung angemeldet (EP 2 215 7087.2).

## Wirksamkeit

Wissenschaftliche Studien zur Wirksamkeit wurden an einem Schweinehautmodell auf Basis der Standard Operating Procedure SOP\_SPH\_04 (Präparation von Spalthaut mit definierter Dicke zum Einsatz für Penetrationsversuche) durchgeführt. Auf die Haut wurde eine definierte Menge der PAK (Fluoren und Benz[a]pyren) gegeben und nach einer konstanten Einwirkzeit die jeweilige Kontaminationslösung aufgebracht. Diese wurde daraufhin mit kaltem Wasser abgespült. Zur Auswertung wurden die Hautproben auf einer Platte fixiert und mittels 2D-aufgelöster Fluoreszenzspektroskopie charakterisiert. Die Eigenfluoreszenz der Haut wurde jeweils nach Messung einer Referenzprobe subtrahiert. Die Reinigungsleistung anhand verbleibender PAK auf den Hautproben liegt bei 96 % und zeigt damit eine bis zu 10-fach bessere Reinigungsleistung als herkömmliche Seifenprodukte.

## Informationen zu Inhaltsstoffen

pak-ex wurde auf Basis spezieller und hautverträglicher Kosmetikrohstoffe entwickelt. Die Formulierung von pak-ex verzichtet bewusst auf den Einsatz von Stoffen, die als sogenannte ‚Penetrationsverstärker‘ (‚penetration enhancer‘) bekannt sind. Bei der Arbeit mit Gefahrstoffen ist der Verzicht auf Produkte mit entfettenden Substanzen (Seifen, Tenside, Lösungsmittel) geboten, da eine Entfettung der Haut eine vermehrte Aufnahme von Gefahrstoffen bedingen kann. Tonminerale sind natürlich gewonnene Mineralien, die in der Lage sind viele Stoffe zu binden. In pak-ex sind die Tonerden Kaolin und Bentonit eingesetzt. Die besondere Hautverträglichkeit wurde von dem unabhängigen Labor Dermatest® bestätigt und mit sehr gut bewertet.

## Beschaffenheit

Beige, unparfümierte, pastöse Suspension

## Hautverträglichkeit

Das unabhängige dermatologische Institut dermatest hat die Hautverträglichkeit von pak-ex geprüft und mit ‚sehr gut‘ zertifiziert.



## Anwendung

pak-ex ist für alle Hautstellen geeignet. Zur Reinigung pak-ex großzügig auf der nassen Haut auftragen und mit kaltem Wasser abwaschen.



Wassertemperatur: kaltes Wasser benutzen, höchstens 32 °C - zu warmes Wasser beeinträchtigt die natürliche Hautbarriere

Geeignet für alle Hautstellen: pak-ex kann sowohl für Hände, für das Gesicht, und auch für eine Ganzkörperdusche verwendet werden.



Dosierung: zum Händewaschen wallnussgroß, für Volldusche handtellergroß

## Haltbarkeit und Lagerung

pak-ex ist bei Lagerung bei Raumtemperatur 24 Monate haltbar.

## Service und Support

Wir senden Ihnen gern weiterführende Informationen zu und unterstützen Sie bei der Einführung von pak-ex in Ihr Hygienekonzept.

## Kontakt

DermaPurge GmbH  
c/o Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden (IPF)  
Hohe Straße 6  
01069 Dresden  
info@dermapurge.com  
+49 (0) 351 4658 1322